

KROMAFAZE™

Alginato de impresión dental libre de polvo



Información general

Kromafaze Alginate es un hidrocólido elástico e irreversible. Material de impresión hecho de algas. Es para mezclar con agua, se coloca sobre una cubeta de impresión preformada y se coloca en la boca del paciente para crear una reproducción negativa de la cavidad oral. El cambio de color de Kromafaze ofrece una visión guía para hacer impresiones consistentes: púrpura en la mezcla, rosa en carga y blanco cuando el material está fraguado. Se utiliza Kromafaze producir impresiones preliminares.

Composición del producto

Alginato de potasio, sulfato de calcio, fosfato trisódico, tierra de diatomeas.

Contraindicaciones

Ninguno conocido.

Indicaciones para el uso

Los materiales de impresión dental de alginato Kromafaze son hidrocólidos irreversibles para impresiones dentales utilizados por el dentista para tomar los datos anatómicos de la boca del paciente y posteriormente realizar un molde de yeso útil para diagnosticar problemas, definir las intervenciones requeridas y/o comprobar su eficacia. El dispositivo está destinado a proporcionar modelos para el estudio y para la producción de dispositivos protésicos de restauración, como dentaduras postizas.

Advertencias

1. Evite la exposición prolongada a los ojos, la inhalación o la ingestión.
2. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague con abundante cantidades de agua. Si la irritación persiste, busque un médico atención.
3. En caso de inhalación, traslade al sujeto al aire libre. Beber copiosas cantidades de agua para aclarar la garganta y soplar el nariz para evacuar el material. Si la irritación persiste, busque un médico atención.
4. No tragar ni ingerir. Si se traga accidentalmente ocurre, beba grandes cantidades de agua. buscar médico atención en caso de irregularidades digestivas.

Precauciones

1. Este producto está diseñado para ser utilizado por dentistas calificados. profesionales sobre una población general de pacientes.
2. Use equipo de protección personal cuando use y manipular este producto.
3. Use el producto en un área bien ventilada.

4. Tome precauciones al retirar el material fraguado de Dientes con compromiso periodontal.

5. No deje residuos del material de impresión en el surco gingival o cavidad bucal.

6. Los Kromafaze Singles están diseñados para un solo uso, para evitar la contaminación cruzada entre pacientes.

7. Se recomienda el uso de agua destilada o desionizada a 23°C para la preparación de la impresión Kromafaze material. Las temperaturas más altas y la dureza del agua reducen el tiempo de trabajo del material. El agua más fría retarda el ajuste.

Eventos adversos

Si ocurre un incidente grave con este dispositivo médico, repórtelo al fabricante y a la autoridad competente para ello país en el que está establecido el usuario y/o paciente.

Instrucciones paso a paso

1. Usando la taza provista, mida 1/3 taza (16 mL) de agua por cucharada de polvo (6,0 g).

2. Voltee el recipiente para esponjar el polvo de alginato. Sobrellenar la cuchara suministrada con el polvo. Toque con la espátula para elimine el vacío y nivele. No comprima el polvo.

3. Vierta agua en un recipiente de goma para mezclar y agregue el polvo de alginato. Espatular el material a lo largo de la mezcla. paredes del recipiente hasta obtener una consistencia suave.

4. Llene la cubeta de impresión. Haga que el paciente se enjuague durante este tiempo. Asiente la bandeja en la boca del paciente y sostenga inmóvil.

5. Toma la impresión de la boca unos 30 segundos.

Después de la pérdida material de pegajosidad. Nota: Las fases de cambio de color de Kromafaze permiten un control oportuno del procedimiento: • Púrpura: mezcla de materiales. • Rosa: carga de material en un bandeja y aplicación. • Blanco: material fijado.

6. Limpie la saliva y los residuos enjuagando la impresión. con agua del grifo. Desinfecte la impresión de acuerdo con las instrucciones en la Sección "Limpieza y Desinfección".

7. Vierta el yeso inmediatamente para obtener mejores resultados. Si se vierte de el yeso se retrasa, envuelva la impresión en un papel húmedo toalla y guárdelo en una bolsa de plástico sellada. No almacene debajo agua. Solteros Kromafaze:

- Agite todo el polvo hasta la base del sobre etiquetado (A). Corte el sobre abierto por la línea de puntos.
- Llène el sobre etiquetado (B) con agua.
- Vierta agua en un recipiente de goma para mezclar y agregue el polvo de alginato.
- Consulte las instrucciones anteriores para mezclar y tomar impresiones. Tiempo (basado en la temperatura del agua desionizada de 73 °F (23°C)).

Tiempo de trabajos

Tiempo de mezcla: 30 segundos.

Tiempo total de trabajo (incluye tiempo de mezclado) 2 minutos 20 segundos.

Tiempo de fraguado (incluye el tiempo de mezclado) 3 minutos 30 segundos

Recomendado:

Productos de yeso dental: VanRock (Tipo IV) y Whip Mix (Tipo III), Whip Mix Corp.

Limpieza y desinfección

Las impresiones se pueden desinfectar de forma segura con soluciones acuosas soluciones desinfectantes después de enjuagar con agua. Referirse a las instrucciones del fabricante del desinfectante para el contacto tiempo, dilución y temperatura de la solución. Para prevenir contaminación cruzada, use guantes limpios.