

# EmPower™



## Información general

Prelimpiador utilizado en dispositivos médicos antes de la esterilización terminal o la desinfección de alto nivel. Contiene dos enzimas proteasas que ofrecen una amplia acción de limpieza en una variedad de suelos proteicos. La inclusión de surfactantes proporciona una limpieza adicional en los suelos de carbohidratos, lípidos y proteínas. Funciona rápidamente para eliminar la sangre, los tejidos, la mucosa y otros fluidos corporales ricos en proteínas de los instrumentos.

## Características

- Limpiador detergente de doble enzima
- Instrumentos suaves
- La fórmula de baja espuma es ideal para su uso en máquinas automatizadas
- Opción sin fragancia para usuarios sensibles a las vías respiratorias

## Lista de uso:

- Máquina automatizada
- Limpieza manual

## Presentación:



Empower 1 Gal. Caja 4 und.